





Tulip-Bukkalröhrchen

Schnelleres Einligieren – komfortabler zu tragen



Tulip Bukkalröhrchen

Die Tulip Bukkalröhrchen tragen ihren Namen wegen ihres tulpenförmigen Einsuchtrichters. Er ist besonders groß dimensioniert, sodass sich Drahtbögen schnell und einfach einführen lassen. Ihre Patienten freuen sich über das äußerst flache Profil, das hohen Komfort garantiert.



OK	Zahn	Torque	Angulation	Distaler Offset	Slot	auf großem Pad		auf Big Foot Pad	
						rechts	links	rechts	links
	76 67	0°	–	0°	.018" x .028"	743L0714	742L0714	743B0714	742B0714
					.022" x .028"	743L0712	742L0712	743B0712	742B0712
	76 67	-10°	–	0°	.018" x .028"	743L0724	742L0724	743B0724	742B0724
					.022" x .028"	743L0722	742L0722	743B0722	742B0722
	76 67	-10°	–	6°	.018" x .028"	743L0734	742L0734	743B0734	742B0734
					.022" x .028"	743L0732	742L0732	743B0732	742B0732
	76 67	-14°	–	10°	.018" x .028"	743L0744	742L0744	743B0744	742B0744
					.022" x .028"	743L0742	742L0742	743B0742	742B0742
	76 67	-14°	–	14°	.018" x .028"	743L0754	742L0754	743B0754	742B0754
					.022" x .028"	743L0752	742L0752	743B0752	742B0752

UK	Zahn	Torque	Angulation	Distaler Offset		auf großem Pad		auf Big Foot Pad	
						rechts	links	rechts	links
	7 7	-10°	–	0°	.018" x .028"	742T0724	743T0724	-	-
					.022" x .028"	742T0722	743T0722	-	-
	76 67	-20°	–	0°	.018" x .028"	743L1714	742L1714	743B1714	742B1714
					.022" x .028"	743L1712	742L1712	743B1712	742B1712
	76 67	-25°	–	6°	.018" x .028"	743L1724	742L1724	743B1724	742B1724
					.022" x .028"	743L1722	742L1722	743B1722	742B1722
	76 67	-30°	–	6°	.018" x .028"	743L1734	742L1734	743B1734	742B1734
					.022" x .028"	743L1732	742L1732	743B1732	742B1732

FORESTADENT Bernhard Förster GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim
 Telefon: +49 (0) 7231 459-0 · Fax: +49 (0) 7231 459-102
 info@forestadent.com · www.forestadent.com

FORESTADENT®
 GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS