

Vergleich FORESTADENT zu Scheu Dental Produkten

FORESTADENT				Scheu Dental			
Produkt	Abmessungen	Anwendungsgebiete	Verbindung mit Acrylat	Produkt	Abmessungen	Anwendungsgebiete n. Scheu	Vortrocknen
Track A				Duran			
harte Tiefziehplatten (PETG)	0,5 x 125 mm 0,63 x 125 mm 0,8 x 125 mm 1,0 x 125 mm 1,5 x 125 mm	Invisible Retainer, Retentions- schienen, Korrekturschienen	ja	(PETG)	0,5 x 125 mm 0,625 x 125 mm 0,75 x 125 mm 1,0 x 125 mm 1,5 x 125 mm 2,0 x 125 mm 3,0 x 125 mm	Miniplast-, Aufbiss- und Reten- tionsschienen, prov. Kronen und Brücken, Interims- und Fluoridschienen, Essix A- Indikationen	nein
Track B				Durasoft pd			
Doppelschichtplatten (TPU/PET-G) vakuumverpackt	2,0 x 125 mm	Komfortable Retentionsschie- nen mit korrekativer Wirkung (Set-up)	vakuumverpackt	(TPU/PC)	1,8 x 125 mm 2,5 x 125 mm	Miniplast-Schienen, Knirscher- schienen, Aufbissschienen	vakuumverpackt
Track C				Copyplast			
weiche Tiefziehplatten (PE)	0,5 x 125 mm 0,6 x 125 mm 1,0 x 125 mm	Transferschienen, Ätzmasken, Schienenpositioner	nein	Copyplast (PE) C (PE-Blend)	0,5 x 125 mm 0,6 x 125 mm 1,0 x 125 mm 1,5 x 125 mm 2,0 x 125 mm	Copyplast C: Langzeit- und Invisible Retainer, KFO- Korrekturschienen, Essix-C- Indikationen	nein
Track E				Bioplast			
weiche, gummiartige Tiefziehplatten (EVA)	1,5 x 125 mm 2,0 x 125 mm 3,0 x 125 mm	Positioner, Bracketübertra- gungsschienen, Schutzschie- nen für Brackets o.Ä.	nein	(EVA)	1,0 x 125 mm 1,5 x 125 mm 2,0 x 125 mm 3,0 x 125 mm 4,0 x 125 mm 5,0 x 125 mm	Dublierformen, Mundschutz, Knirscherschienen, Positioner	nein
Track bleach				Bioplast bleach			
(EVA)	1,0 x 125 mm	Bleaching, Fluoridierungs- schienen, Medikamententräger	nein	(EVA)	1,0 x 125 mm	Bleachingschienen	nein
Track PC				Imprelon „S“			
harte Tiefziehplatten Polycarbonat (PC)	1,0 x 125 mm	Essix-Schienen, Miniplast- Schienen, Aufbissschienen, Retentionsschienen, Adapter- schienen	ja	(PC)	0,5 x 125 mm 0,75 x 125 mm 1,0 x 125 mm 1,5 x 125 mm 2,0 x 125 mm 3,0 x 125 mm	Die Alternative zum Invisible Retainer, Mini-, Aufbiss-, Re- tentions-, Adapterschienen	ja