


**Flacher** ist besser




# Mini-Mono® Brackets (Low Profile)



## Flaches Profil für besseren Patientenkomfort

Die geringere Profilhöhe führt zu weniger Irritationen der Lippenschleimhaut und macht einen besseren ästhetischen Gesamteindruck.



## Reduzierte In-/Out-Werte – speziell im Frontzahnbereich –

führen zu einer anderen Bogenform. Der vorgeformte Drahtbogen bleibt derselbe, allerdings verkürzt sich die genutzte Länge des Drahtbogens.




## Gute Rotationskontrolle

Der mesio-distale Abstand wurde beibehalten, um eine gute Rotationskontrolle des neuen Low Profile Brackets zu erhalten. Die kleinere okkluso-gingivale Bracketgröße verbessert den ästhetischen Eindruck auch aus der Frontalsicht und vereinfacht die Patientenhygiene.



## Einfaches Ligieren und problemloses Doppelligieren

durch weit hinterschnittene Bracketflügel, z.B. mit Gummiligatur (Art.Nr. 659-0004) und Kette.



## Verbesserte Klebehaftung durch sandgestrahlte Netzbasis.

Slot .022"	Mc Laughlin/Bennett/Trevisi* S <sub>2</sub> System					CE 0297
Cases	1	5	10	20	50	
Brackets	20	100	200	400	1000	
	706-0801	706-0802	706-0803	706-0804	706-0805	
Non-Extraction 3**	706-0806	706-0807	706-0808	706-0809	706-0810	
Non-Extraction 3-5**	706-0811	706-0812	706-0813	706-0814	706-0815	
Extraction***	706-0816	706-0817	706-0818	706-0819	706-0820	

\*\*mit Haken

\*\*\*mit Extraktionsbrackets  $\frac{3}{3} | \frac{3}{3} | \frac{3}{3} 0^\circ$  Torque mit Haken

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.