


GLAM[®] Bracket
Absolutamente imperceptibile



www.forestadent.com

FORESTADENT[®]
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



GLAM[®] Bracket

Deje que sus pacientes simplemente se vean bien

FORESTADENT presenta con GLAM[®] su nuevo bracket cerámico de ligadura convencional. Es translúcido y satisface así totalmente los deseos de los pacientes estéticamente exigentes. Los bordes del Slot redondeados aseguran menos fricción y, por consiguiente, unos tiempos de

tratamiento más cortos. Una ventaja para usted como clínico: Con la ayuda del Instrumento de Pauls es posible retirar la GLAM[®] bracket cerámico de forma sencilla sin que se fracture. GLAM[®] consigue que sus pacientes presenten un buen aspecto y que usted sencillamente trabaje bien.

Estética pura

No sólo los adultos, sino también cada vez más pacientes adolescentes buscan un tratamiento discreto con materiales estéticos. Con el Bracket GLAM[®] de FORESTADENT puede usted satisfacer este deseo sin compromisos. El bracket de una sola pieza resulta

particularmente discreto gracias a su novedosa estructura cerámica: Mientras que la superficie lisa de muchos brackets cerámicos llaman la atención por unos llamativos reflejos de luz, GLAM® posee un color mate y por este motivo tiene un efecto muy discreto. Además, los Brackets GLAM® convencer por su excelente translucidez. Puesto que no poseen un color propio dominante, GLAM® se adapta perfectamente al color natural de los dientes de cada paciente.

Pero GLAM® es capaz de todavía más. Gracias a los bordes redondeados de su slot, presenta no sólo unos valores de fricción bajos, sino que también preserva las superficies de los arcos de color diente. Por ejemplo puede combinarse sin dificultades con los Arcos BioCosmetic®, para lograr una impresión general con una estética óptima. Incluso los pacientes especialmente exigentes mostrarán una sonrisa satisfecha.

Funcional sin compromiso

El Bracket GLAM® está formado por una única pieza de cerámica indeformable. De esta forma las fuerzas clínicas son transmitidas del slot a la base de forma efectiva y precisa. Los Brackets GLAM® disponen de unos bordes de Slot redondeados. El novedoso procedimiento de fabricación de GLAM® permite

conformar las entradas del slot mucho mejor y más redondeadas que en los procedimientos de fresado convencionales.

La cerámica no tiene porque fracturarse

La mayoría de pacientes conocen las ventajas estéticas de los brackets cerámicos. No obstante, pocas personas conocen la dificultad del descementado. Para muchos clínicos el astillado o la fractura de la cerámica es un problema inquietante. Para prevenir este riesgo, FORESTADENT durante el desarrollo del Bracket GLAM® ha apostado por aplicar el cúmulo de experiencia ganada a lo largo de dos generaciones de desarrollo del Bracket Quicklear®. Inspirado por su manejo sencillo, particularmente la sencillez del descementado, GLAM® se ha desarrollado de forma que, utilizando correctamente el Instrumento de Pauls, pudiera ser retirado en una sola pieza. Sin astillarse ni fracturarse.

En la mejor compañía


Los Brackets GLAM® se encuentran en la mejor compañía estética. Resulta ideal la combinación con los igualmente nuevos Arcos BioCosmetic®. Gracias a su recubrimiento que permanece blanco de forma duradera, los Arcos BioCosmetic® permiten un tratamiento permanente, visualmente discreto. Combinados con

unas ligaduras de goma transparente o ligaduras de acero de color diente, la impresión estética es perfecta.

En mordidas profundas y difíciles a menudo los dientes incisivos superiores chocan contra los brackets cerámicos adheridos sobre los dientes inferiores. Para evitar esta mordida desde buen principio, muchos clínicos recurren al uso combinado de brackets cerámicos vestibulares (max. sup.) y brackets linguales (mand.). Con el Sistema 2D®-Lingual de FORESTADENT está disponible una alternativa ideal justamente para estos casos. De diseño extremadamente bajo, los brackets linguales 2D® aseguran unos tratamientos efectivos con el máximo confort para los pacientes.



Marca de color en el slot para facilitar el posicionamiento del bracket en la cementación.




GLAM® es un standard en brackets cerámicos de ligado tradicional. Su material translúcido lo hace realmente estético. Utilizando el instrumento de descementado "Pauls Tool", puede ser retirado sin fracturas y sin ninguno de los tradicionales problemas de los brackets cerámicos.

GLAM® Brackets

Roth Prescription



Marcas en los colores siguientes



GLAM® Brackets Roth Prescription

Maxilar					Slot .018"		Slot .022"		
Diente	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.		
					Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	
1 Centrales	+12°	+5°	1,0	–	G764-0103	G763-0103	G764-0101	G763-0101	
2 Laterales	+8°	+9°	1,5	–	G764-0203	G763-0203	G764-0201	G763-0201	
3	Cuspides	-2°	+11°	1,0	4° mesial	G764-0303	G763-0303	G764-0301	G763-0301
	Cuspides + gancho	-2°	+11°	1,0	4° mesial	G764-0313	G763-0313	G764-0311	G763-0311
4	Bicuspides	-7°	0°	1,0	–	G764-0503	G763-0503	G764-0501	G763-0501
	Bicuspides + gancho	-7°	0°	1,0	–	G764-0513	G763-0513	G764-0511	G763-0511
5	Bicuspides	-7°	0°	1,0	–	G764-0503	G763-0503	G764-0501	G763-0501
	Bicuspides + gancho	-7°	0°	1,0	–	G764-0513	G763-0513	G764-0511	G763-0511

Mandibular					Slot .018"		Slot .022"		
Diente	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.		
					Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	
1 Centrales	0°	0°	1,5	–	G763-1203	G763-1203	G763-1201	G763-1201	
2 Laterales	0°	0°	1,5	–	G763-1203	G763-1203	G763-1201	G763-1201	
3	Cuspides	-11°	+7°	1,0	2° mesial	G764-1403	G763-1403	G764-1401	G763-1401
	Cuspides + gancho	-11°	+7°	1,0	2° mesial	G764-1413	G763-1413	G764-1411	G763-1411
4	Bicuspides	-17°	0°	0,7	–	G763-1503	G763-1503	G763-1501	G763-1501
	Bicuspides + gancho	-17°	0°	0,7	–	G763-1513	G763-1513	G763-1511	G763-1511
5	Bicuspides	-22°	0°	0,7	–	G763-1603	G763-1603	G763-1601	G763-1601
	Bicuspides + gancho	-22°	0°	0,7	–	G763-1613	G763-1613	G763-1611	G763-1611

Caso

Variation	Slot .018"		Slot .022"	
	1	3	1	3
3	G706-0700	G706-0701	G706-0705	G706-0706
3-5	G706-0710	G706-0711	G706-0715	G706-0716
3-5	G706-0720	G706-0721	G706-0725	G706-0726



GLAM® McLaughlin Bennett 5.0 Prescription

Maxilar					Slot .018"		Slot .022"	
Diente	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
1 Centrales	+17°	+4°	1,25	–	G762T0103	G761T0103	G762T0101	G761T0101
2 Laterales	+10°	+8°	1,5	–	G762T0203	G761T0203	G762T0201	G761T0201
3 Cuspides	-7°	+8°	1,0	–	G762T0303	G761T0303	G762T0301	G761T0301
	Cuspides + gancho	-7°	+8°	1,0	–	G762T0313	G761T0313	G762T0311
3 Cuspides	0°	+8°	1,0	–	G762T0323	G761T0323	G762T0321	G761T0321
	Cuspides + gancho	0°	+8°	1,0	–	G762T0333	G761T0333	G762T0331
4 Bicuspides	-7°	0°	1,0	–	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501
	Bicuspide + gancho	-7°	0°	1,0	–	G762T0513	G761T0513	G762T0511
5 Bicuspides	-7°	0°	1,0	–	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501
	Bicuspides + gancho	-7°	0°	1,0	–	G762T0513	G761T0513	G762T0511

Mandibular					Slot .018"		Slot .022"	
Diente	Torque	Angulation	In/Out	Rotation	Order No.		Order No.	
					Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda
1 Centrales	-1°	0°	1,5	–	G761T1223	G761T1223	G761T1221	G761T1221
	Centrales	-6°	0°	1,5	–	G761T1203	G761T1203	G761T1201
2 Laterales	-1°	0°	1,5	–	G761T1223	G761T1223	G761T1221	G761T1221
	Laterales	-6°	0°	1,5	–	G761T1203	G761T1203	G761T1201
3 Cuspides	-6°	+3°	1,0	–	G762T1403	G761T1403	G762T1401	G761T1401
	Cuspides + gancho	-6°	+3°	1,0	–	G762T1413	G761T1413	G762T1411
3 Cuspides	0°	+3°	1,0	–	G762T1423	G761T1423	G762T1421	G761T1421
	Cuspides + gancho	0°	+3°	1,0	–	G762T1433	G761T1433	G762T1431
4 Bicuspides	-12°	0°	0,7	–	G761T1503	G761T1503	G761T1501	G761T1501
	Bicuspides + gancho	-12°	0°	0,7	–	G761T1513	G761T1513	G761T1511
5 Bicuspides	-17°	0°	0,7	–	G761T1603	G761T1603	G761T1601	G761T1601
	Bicuspides + gancho	-17°	0°	0,7	–	G761T1613	G761T1613	G761T1611

Caso

Cúspides superiores -7° torque, cúspides inferiores -6° torque

Cúspides 0° torque

Variation	Slot .018"		Slot .022"	
	1	3	1	3
	G706T0759	G706T0760	G706T0735	G706T0736
	G706T0762	G706T0763	G706T0740	G706T0741
	G706T0765	G706T0766	G706T0745	G706T0746

Slot .018"		Slot .022"	
1	3	1	3
G706T0773	G706T0774	G706T0767	G706T0768
G706T0775	G706T0776	G706T0769	G706T0770
G706T0777	G706T0778	G706T0771	G706T0772


Cúspides superiores -7° torque, inferiores anteriores -1° torque, cúspides inferiores 0° torque

	G706T1000	G706T1001	G706T1009	G706T1010
	G706T1002	G706T1003	G706T1011	G706T1012
	G706T1004	G706T1005	G706T1013	G706T1014

Accesorios

Order No.		Contenido	Descripción
C501-0815		1	Pauls-Tool Herremienta de remoción brackets GLAM®, TruKlear®
G950-1000		1	Modelo GLAM® Brackets

BioCosmetic® — Forma de arco recto Empaque individual



Descripción	Order No. Maxilar	Order No. Mandibular	Perfil	Fuerza	ø inch	ø mm	Contenido
BioCosmetic® Superelastico 	217-0845	217-0945	●	25 g	.017"	0,43	10
	217-0850	217-0950	●	35 g	.019"	0,48	10
	217-1440	217-1540	■	55 g	.016" x .016"	0,40 x 0,40	10
	217-2040	217-2140	■	90 g	.016" x .022"	0,41 x 0,56	10
	217-2046	217-2146	■	135 g	.018" x .025"	0,46 x 0,64	10

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim
Telefon + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102
info@forestadent.com · www.forestadent.com

FORESTADENT SLU (España)
Oficina Madrid: General Rodrigo 6
Edificio Germania, 7ª Planta · E-28003 Madrid
Tel. +34 915 34 55 53 (directo) · Tel. +34 915 33 16 17 (oficina)
Fax: +34 915 33 15 67 · forestadent@forestadent.es

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS