


## Die Vorteile im Überblick.

- **Perfekt versteckt:** Brackets und Drähte sind unsichtbar auf der Zahnninnenseite befestigt
- **Kaum spürbar:** keine scharfen Kanten
- **Stört kaum beim Essen und Sprechen:** das derzeit flachste Lingual-Bracket auf dem Markt
- **Schnell sichtbare Erfolge:** durch optimale Kraftübertragung auf den Zahn



## Zuverlässigkeit & Präzision made in Germany.


FORESTADENT ist auf die Herstellung von kieferorthopädischen Materialien spezialisiert und gehört in dieser Branche zur Weltspitze. Das Unternehmen wurde bereits 1907 als Schmuckhersteller gegründet und produzierte bis in die 1970er Jahre Armbanduhrer mit eigenen Werken. Bis heute profitiert FORESTADENT von seinem Know-how in der Fertigung hochpräziser Kleinstteile in Verbindung mit anspruchsvoller Oberflächenveredelung.

Das Unternehmen ist seit vier Generationen inhabergeführt. FORESTADENT produziert seit über 100 Jahren in seinem Stammwerk in Pforzheim und vertreibt seine Produkte mittlerweile in über 80 Ländern.


Ausführliche Informationen rund um das Thema kieferorthopädische Behandlung finden Sie im Internet unter [www.my-brackets.de](http://www.my-brackets.de).



Ihr Kieferorthopäde berät Sie gern:



**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS



## 2D Lingual Brackets

Unsichtbare Brackets  
für sichtbaren Erfolg.



**FORESTADENT**<sup>®</sup>  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

## Die unsichtbare Zahnspange.

Eine Zahnspange ist längst kein ungewohnter Anblick mehr. Gerade Zähne gelten als attraktiv und gesund und sind außerdem leichter zu pflegen. Trotzdem kommt die klassische feste Zahnspange für einige Patienten nicht in Frage. Besonders Erwachsene fühlen sich unsicher oder möchten aus beruflichen Gründen keine sichtbare Spange tragen. Für Patienten, die sich eine „unsichtbare“ Spange wünschen, ist eine Behandlung mit 2D Lingual Brackets von FORESTADENT die ideale Lösung.

## Schönheit kommt von innen.

Die Besonderheit von 2D Lingual Brackets verrät bereits der Name: Lingual ist der medizinische Begriff für „zungenseitig“. Diese besonders flachen 2D Lingual Brackets werden auf der Innenseite des Zahnbogens geklebt. Von außen sind sie nicht zu sehen und Sie können von Anfang



an unbeschwert lächeln. Trotzdem bieten 2D Lingual Brackets den wichtigsten Vorteil einer festen Zahnspange: Sie wirken rund um die Uhr und Sie müssen sich nicht selbst zum regelmäßigen Tragen motivieren. Außerdem wirkt 2D Lingual nahe am sogenannten Widerstandszentrum der Zähne und bewegt diese effektiv und schnell.

## Besonders angenehm.

2D Lingual Brackets sind die flachsten Brackets auf dem Markt und je nach Ausführung gerade mal 1,3 bis 1,65 mm hoch. Dank der integrierten Verschlussklammern werden keine weiteren Haltegummis benötigt, die zusätzlich auftragen und den Tragekomfort verschlechtern würden. Durch optimal verrundete Kanten werden die Brackets kaum als unangenehm und störend empfunden. Schon kurz nach dem Einsetzen können Sie ohne hörbaren Unterschied sprechen und wie gewohnt essen.

## Perfekt kombiniert.

Feste Zahnspangen bestehen nicht nur aus Brackets. Die eigentliche Kraft, die die Zähne bewegt, erzeugt ein elastischer Drahtbogen, der in die Brackets eingelegt wird. Wer sich für eine Behandlung mit hochwertigen und modernen Brackets entscheidet, sollte auch auf Bögen von entsprechender Qualität achten. Die BioBögen von FORESTADENT bestehen aus superelastischem Material, das die Behandlung besonders schnell und schonend gestaltet. So können die Vorteile von 2D Lingual Brackets voll ausgenutzt werden. Weitere Informationen zu den Drahtbögen von FORESTADENT finden Sie in unserer separaten Broschüre „BioBögen“.

